

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installieremise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Cellulit to nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej prowadzące do zmian w tkance podskórnej. Stopień zaawansowania zmian skóry może być widoczny gołym okiem lub dostrzegalny dopiero po ściśnięciu fałdu skóry. Nierówną fakturę skóry można skutecznie usunąć za pomocą odpowiedniego masażu.

Urządzenie



- ① Głowica masująca
- ② Wyświetlacz LED trybów pracy oraz poziomu naładowania akumulatora
- ③ Przycisk dotykowy ON/OFF – zmiana trybów pracy
- ④ Gniazdo ładowania USB-C

Nakładki masujące



1. Osłona siatkowa - może być stosowana jako dodatek do nakładek masujących, zapobiegawczo, jako zabezpieczenie przed wkręceniem się włosów lub innych drobnych materiałów w mechanizm masażera.
2. Głowica płaska - głęboki masaż, głowica idealna do masażu relaksującego całego ciała
3. Głowica z lipoaktywnymi kulkami - działanie tej nakładki sprzyja przemieszczaniu się głowicy po powierzchni ciała i generuje odczuwanie ciągłości oraz płynności, tworząc skuteczny masaż lipoaktywny.
4. Głowica finger – symulacja masażu palcami, do całego ciała
5. Głowica falista - do masażu tkanek miękkich, rozluźnia wrażliwe mięśnie tworzy intensywny masaż idealny do zabiegów antycellulitowych np. na udach, pośladkach i brzuchu.
6. Głowica chmurowa - do masażu pleców i innych twardych części ciała.

OSTRZEŻENIA

- W przypadku korzystania z urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie konieczne naładuj akumulator zgodnie z instrukcją.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawiają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, nie należy go używać.
- Przed ładowaniem upewnij się, że ładowarka i gniazdo ładowania produktu są suche.
- Nie można moczyć lub zanurzać w cieczy masażera.
- Urządzenie nie jest zabawką i należy je trzymać z dala od dzieci.
- Materiały opakowaniowe, np. folia plastikowa czy inne drobne elementy, mogą być niebezpieczne dla małych dzieci.
- Nie używaj jednocześnie innych urządzeń do masażu podczas korzystania z tego urządzenia.
- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie może być stosowany do celów terapeutycznych.
- Zalecamy używanie urządzenia nie dłużej niż 15 min za każdym razem.
- Urządzenia zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie można go demontować, modyfikować, zanurzać w cieczy i wrzucać do ognia co może spowodować jego uszkodzenie a nawet wybuch ogniwa.
- Nie używaj zasilacza o napięciu i natężeniu prądu innym niż zalecane przez producenta (5V, 1-2A) gdyż może to uszkodzić urządzenie.
- Nagrzewanie się powierzchni produktu podczas działania jest zjawiskiem normalnym.


Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Kobiety w ciąży lub krótko po niej, powinny używać masażera po konsultacji z lekarzem
- Osoby z nadwrażliwością i chorobami skórnymi powinny skonsultować możliwość używania urządzenia z lekarzem
- Osoby z nowotworami złośliwymi, chorobami serca, ciężkim nadciśnieniem, powinny być monitorowane przez lekarza
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
- Osoby niepełnosprawne wymagają nadzoru podczas korzystania z tego urządzenia
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności i wysokiej temperaturze, takich jak łazienki, sauny parowe, sauny, suszarnie itp.
- Nie używać produktu pod prysznicem
- Nie używać produktu w temperaturze poniżej 0°C
- W przypadku długich włosów stosować osłonę siatkową aby zapobiec ich wkręceniu

Ważne. Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Należy go ładować co najmniej raz na 3 miesiące aby zachować jego pełną sprawność. Zalecamy naładowanie akumulatora do pełna przed pierwszym użyciem

Ważne. Ze względu na elementy elektroniczne nie można dopuścić do zamoczenia urządzenia (kontaktu z wodą).

Ładowanie akumulatora



Włączenie, wyłączenie i zmiana trybów pracy

- Krótkie, pojedyncze naciśnięcie przycisku dotykowego (3) wyświetla informację o poziomie naładowania akumulatora w zakresie 0-99.
- Naciśnięcie przycisku dotykowego (3) przez ~3s – włącza lub wyłącza urządzenie
- Krótkie naciskanie przycisku (3) zmienia prędkość obrotową masażera (jedną z 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Kolejne naciśnięcia przycisku uruchamiają jeden z 3 trybów wibracyjnych (przy najwyższych obrotach): P1, P2, P3

Używanie urządzenia i techniki masażu

Masażer Anticell powstał z myślą o efektywnej redukcji każdego rodzaju cellulitu - bez względu na jego stopień zaawansowania, miejsce występowania czy pochodzenie (cellulit tłuszczowy, wodny, cyrkulacyjny). Codzienne, 10-15-minutowe zabiegi wykonane z zastosowaniem tego masażera są bardzo efektywne: rozbijają nagromadzone komórki tłuszczowe, przywracają prawidłową cyrkulację krwi i limfy.

Urządzenie w trakcie działania emituje światło podczerwone, delikatnie podgrzewając masowany obszar. Działa ujędrniająco, poprawia sprężystość i elastyczność skóry. Jest skuteczne w rozbijaniu tkanki tłuszczowej i eliminowaniu jej nadmiaru. Redukuje napięcie mięśni, pomaga zniwelować skurcze i obrzęki. Działa przeciwbólowo, odpręża oraz zwiększa odczucie zrelaksowania ciała.

W celu najbardziej efektywnego zabiegu masażu urządzenie należy trzymać pionowo tuż nad głowicą masującą. Nie należy trzymać go za część z wyświetlaczem, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przycisku (3) i niechcianej zmiany trybu.

Należy unikać, zbyt mocnego nacisku, powodującego ból lub dyskomfort podczas masażu.

Optymalna technika masażu




Ramiona

Wykonać równomiernie masaż obydwu ramion, poświęcając każdemu z nich jednakową ilość czasu. Masować ramiona zaczynając od łokci w kierunku pach, małymi kręgami. Taka forma masażu łagodzi napięcie mięśni, modeluje ciało, ujędrnia i wygładza skórę.




Talia i brzuch

Masować talię w górę i w dół. Następnie talię od zewnątrz do wewnątrz. Wykonać masaż okrężny wokół pępka (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie brzuch, dużymi kręgami (również zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Ta technika sprzyja skutecznemu modelowaniu linii talii i brzucha.



Nogi

Masaż od kostek w górę. Krótko masować nogi po liniach prostych w górę (zawsze w kierunku serca). Następnie masować małymi kręgami - od dołu ku górze (w kierunku serca). Szczególną uwagę należy poświęcić tym partiom ciała, w których zalega cellulit. Masując w ten sposób łatwo rozbija się tkankę tłuszczową, ujędrnia i wygładza skórę.



Masaż bioder i pośladków

Masaż obu części ciała wykonać ruchami od dołu ku górze. Tak przeprowadzony masaż służy szybkiej redukcji cellulitu, podniesieniu pośladków i ujędrnieniu skóry.

Pozostałe części ciała

Masaż należy wykonywać na zasadzie ruchu okrężnego lub po linii prostej - zawsze w kierunku „do serca”.

Właściwości:

- Bezprzewodowy masażer antycellulitowy
- Skuteczna redukcja cellulitu skóry ciała i nóg
- Poprawia wygląd i jędrność skóry
- Delikatne podgrzewanie światłem infrared
- Wyświetlacz LED z dotykowym sterowaniem
- Zasilanie: gniazdo USB-C 5V 2A (przewód USB-C w zestawie)
- Akumulator: litowo-jonowy, do 70 min pracy na jednym ładowaniu (w 10 min interwałach)
- Czas ładowania: ~ 3-4 godziny
- Wymiary: 140x86x150mm
- Waga: ~0,51kg

***Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź www.media-tech.eu.***

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Cellulite is an abnormal distribution of fat tissue leading to changes in the subcutaneous tissue. The degree of skin changes may be visible to the naked eye or only noticeable after squeezing a skin fold. Uneven skin texture can be effectively removed with the right massage.

Device



- ① Massage head
- ② LED display of operating modes and battery charge level
- ③ ON/OFF touch button – change of operating modes
- ④ USB-C charging port

Massage pads



1. Mesh cover - can be used as an addition to massage attachments, preventively, as protection against hair or other small materials getting entangled in the massager mechanism.
2. Flat head - deep massage, head ideal for relaxing massage of the whole body
3. Head with lipoactive balls - the action of this attachment promotes the movement of the head on the surface of the body and generates a feeling of continuity and fluidity, creating an effective lipoactive massage.
4. Finger head - simulation of finger massage, for the whole body
5. Wave head - for massage of soft tissues, relaxes sensitive muscles, creates an intensive massage ideal for anti-cellulite treatments, e.g. on the thighs, buttocks and abdomen.
6. Cloud head - for massage of the back and other hard parts of the body.

WARNINGS

- When using the device for the first time or after a long break, be sure to charge the battery according to the instructions.
- If any abnormalities in the functioning of the body occur while using the device, stop using the device immediately and consult a doctor.
- If the product has been mechanically damaged, do not use it.
- Before charging, make sure that the charger and the charging socket of the product are dry.
- The massager cannot be soaked or immersed in liquid.
- The device is not a toy and should be kept out of reach of children.
- Packaging materials, such as plastic foil or other small parts, may be dangerous to small children.
- Do not use other massage devices at the same time while using this device.
- This product is not a medical device and cannot be used for therapeutic purposes.
- We recommend using the device for no longer than 15 minutes each time.
- The device contains a lithium-ion battery. It cannot be disassembled, modified, immersed in liquid or thrown into a fire, which may damage it or even cause the cell to explode.
- Do not use a power supply with a voltage and current other than those recommended by the manufacturer (5V, 1-2A) as this may damage the device. It is normal for the surface of the product to heat up during operation.



Important notes on safety of use

- Pregnant or recently pregnant women should use the massager after consulting a doctor
- People with hypersensitivity and skin diseases should consult a doctor about the possibility of using the device
- People with malignant tumors, heart disease, severe hypertension should be monitored by a doctor
- Do not use on children under 10 years of age.
- Disabled people require supervision when using this device
- Do not use in places with high humidity and high temperature, such as bathrooms, steam baths, saunas, drying rooms, etc.
- Do not use the product in the shower
- Do not use the product at temperatures below 0C
- For long hair, use a mesh cover to prevent it from getting tangled

Important. The device is equipped with a lithium-ion battery. It should be charged at least once every 3 months to maintain its full capacity. We recommend fully charging the battery before first use

Important. Due to the electronic components, the device must not be allowed to get wet (contact with water).

Battery charging



Turning on, turning off and changing operating modes

- A short, single press of the touch button (3) displays information about the battery charge level in the range of 0-99.
- Pressing the touch button (3) for ~3s – turns the device on or off
- A short press of the button (3) changes the rotational speed of the massager (one of 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Successive presses of the button activate one of 3 vibration modes (at the highest speed): P1, P2, P3

Using the device and massage technique

The Anticell massager was created with the idea of effective reduction of any type of cellulite - regardless of its degree of advancement, location or origin (fatty, water, circulating cellulite). Daily, 10-15-minute treatments performed with the use of this massager are very effective: they break down accumulated fat cells, restore proper blood and lymph circulation.

The device emits infrared light during operation, gently heating the massaged area. It has a firming effect, improves skin elasticity and flexibility. It is effective in breaking down fat tissue and eliminating its excess. Reduces muscle tension, helps reduce spasms and swelling. It has an analgesic effect, relaxes and increases the feeling of relaxation of the body.

For the most effective massage treatment, the device should be held vertically just above the massage head. Do not hold it by the display part to avoid accidental touching of the button (3) and unwanted mode change.

Avoid applying too much pressure, which may cause pain or discomfort during the massage.

Optimal massage technique




Arms

Massage both arms evenly, spending the same amount of time on each. Massage the arms starting from the elbows towards the armpits, in small circles. This form of massage relieves muscle tension, shapes the body, firms and smoothes the skin.




Waist and belly

Massage the waist up and down. Then the waist from the outside to the inside. Perform a circular massage around the navel (clockwise). Then the abdomen, in large circles (also clockwise). This technique helps to effectively shape the waist and abdomen



Legs

Massage from the ankles upwards. Briefly massage the legs in straight lines upwards (always towards the heart). Then massage in small circles - from the bottom upwards (towards the heart). Special attention should be paid to those parts of the body where cellulite is present. Massaging in this way easily breaks down the fatty tissue, firms and smoothes the skin.



Hip and buttock massage

Massage both parts of the body with movements from the bottom to the top. This type of massage is used to quickly reduce cellulite, lift the buttocks and firm the skin.

Other parts of the body

The massage should be performed in a circular motion or in a straight line - always towards the heart.

*Due to continuous development, product specifications and appearance are subject to change without notice.
For technical support, visit www.media-tech.eu.*

Specification:

- Wireless anti-cellulite massager
- Effective reduction of cellulite on the skin of the body and legs
- Improves the appearance and firmness of the skin
- Relaxation, stress relief, pain reduction, slimming
- 5 massage heads + fabric cover
- 6 speeds and 3 massage modes: 1800-3200 revolutions
- Gentle heating with infrared light
- LED display with touch control
- Power supply: USB-C 5V 2A socket (USB-C cable included)
- Battery: lithium-ion, up to 70 min of work on a single charge (in 10 min intervals)
- Charging time: ~ 3-4 hours
- Dimensions: 140x86x150mm

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installieremise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Užtadišanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

A cellulitiz a zsírszövet rendellenes eloszlása, amely a bőr alatti szövet változásához vezet. A bőrváltozások mértéke szabad szemmel látható, vagy csak egy bőrredő összenyomása után észrevehető. Az egyenetlen bőrszerkezet hatékonyan eltávolítható a megfelelő masszázzsal.

Eszköz



- ① Massázisfej
- ② LED kijelző a működési módokról és az akkumulátor töltöttségi szintjéről
- ③ BE/KI érintőgomb – változás üzemmódok
- ④ USB-C charging port

Masszázs betétek



1. Hálós huzat - használható a masszírozó tartozékok kiegészítéseként, megelőzően, védelemként az ellen, hogy haj vagy más apró anyagok belegabalyodjanak a masszírozó mechanizmusba.
2. Lapos fej - mélymasszázs, a fej ideális az egész test pihentető masszázsához
3. Fej lipoaktív golyókkal - ennek a rögzítésnek a hatása elősegíti a fej mozgását a test felszínén, és a folytonosság és a folyékonyság érzetét keltve hatékony lipoaktív masszázst hoz létre.
4. Ujjfej - ujjmasszázs szimulációja, az egész testre
5. Hullámfej - lágy szövetek masszírozására, ellazítja az érzékeny izmokat, intenzív masszázst hoz létre, ideális az anticellulit kezelésekhez, pl. a combon, a fenéken és a hason.
6. Felhőfej - a hát és más kemény testrészek masszírozására.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék első használatakor vagy hosszabb szünet után feltétlenül töltsse fel az akkumulátort az utasításoknak megfelelően.
- Ha a készülék használata közben bármilyen rendellenesség lép fel a szervezet működésében, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ha a termék mechanikai sérülést szenvedett, ne használja.
- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és a termék töltőaljzata száraz.
- A masszírozó nem áztatható és nem meríthető folyadékba.
- A készülék nem játék, ezért gyermekektől elzárva kell tartani.
- A csomagolóanyagok, például a műanyag fólia vagy más apró alkatrészek veszélyesek lehetnek a kisgyermekekre.
- A készülék használata közben ne használjon egyidejűleg más masszázseszközt.
- Ez a termék nem gyógyászati eszköz, és nem használható terápiás célokra.
- Javasoljuk, hogy a készüléket minden alkalommal legfeljebb 15 percig használja.
- A készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Nem lehet szétszedni, módosítani, folyadékba meríteni vagy tűzbe dobni, ami károsíthatja, vagy akár a cella felrobbanását is okozhatja.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottól eltérő feszültségű és áramerősségű tápegységet (5V, 1-2A), mert ez károsíthatja a készüléket. Normális, hogy a termék felülete működés közben felmelegszik.



Fontos tudnivalók a használat biztonságáról

- Terhes vagy nemrégiben terhes nők a masszírozót az orvossal folytatott konzultációt követően használják
- A túlérzékeny és bőrbetegségben szenvedőknek orvoshoz kell fordulniuk a készülék használatának lehetőségéről
- A rosszindulatú daganatokban, szívbetegségben, súlyos magas vérnyomásban szenvedőket orvosnak kell ellenőriznie
- Ne használja 10 év alatti gyermekeknél.
- A fogyatékkal élőknek felügyeletre van szükségük az eszköz használatakor
- Ne használja magas páratartalmú és magas hőmérsékletű helyeken, mint például fürdőszoba, gőzfürdő, szauna, szárítóhelyiség stb.
- Ne használja a terméket zuhany alatt
- Ne használja a terméket 0 C alatti hőmérsékleten
- Hosszú haj esetén használjon hálós huzatot, nehogy összegabalyodjon

Fontos. A készülék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A teljes kapacitás fenntartásához legalább 3 havonta fel kell tölteni. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort

Fontos. Az elektronikus alkatrészek miatt a készüléket nem szabad nedvesíteni (vízzel érintkezni).

Akkumulátor töltés



Bekapcsolás, kikapcsolás és üzemmódváltás

- Az érintógomb (3) rövid, egyszeri megnyomása információkat jelenít meg az akkumulátor töltöttségi szintjéről a 0-99 tartományban.
- Az érintógomb (3) ~3 másodpercig tartó lenyomása – a készülék be- vagy kikapcsolása
- A gomb (3) rövid megnyomása megváltoztatja a masszírozó forgási sebességét (a 6 közül az egyik): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- A gomb egymás utáni megnyomása aktiválja a 3 vibrációs mód egyikét (a legnagyobb sebességén): P1, P2, P3

A készülék és a masszázstechnika használata

Az Anticell masszírozót azzal az ötlettel hozták létre, hogy hatékonyan csökkentse a narancsbőr bármely típusát - függetlenül annak előrehaladásának mértékétől, elhelyezkedésétől vagy eredetétől (zsíros, vízi, keringő cellulit). A napi, 10-15 perces, ezzel a masszírozóval végzett kezelések nagyon hatékonyak: lebontják a felgyülemlett zsírsejteket, helyreállítják a megfelelő vér- és nyirokkeringést.

A készülék működés közben infravörös fényt bocsát ki, gyengéden melegíti a masszírozott területet. Feszítő hatása van, javítja a bőr rugalmasságát és rugalmasságát. Hatékonyan bontja le a zsírszövetet és eltávolítja annak feleslegét. Csökkenti az izomfeszültséget, segít csökkenteni a görcsöket és a duzzanatot. Fájdalomcsillapító hatású, ellazít, fokozza a test ellazultságának érzését.

A leghatékonyabb masszázskézelés érdekében a készüléket függőlegesen, közvetlenül a masszázsfaj felett kell tartani. Ne tartsa a kijelző részénél fogva, hogy elkerülje a gomb (3) véletlen megérintését és a nem kívánt módváltást.

Kerülje a túl nagy nyomás kifejtését, ami fájdalmat vagy kellemetlen érzést okozhat a masszázs során.

Optimális masszázstechnika




Fegyver

Egyenletesen masszírozza mindkét kart, mindegyikre ugyanannyi időt fordítva. Masszírozza a karokat a könyöktől kezdve a hónalj felé, kis körökben. Ez a masszázsfajta oldja az izomfeszültséget, formálja a testet, feszesíti és kisimítja a bőrt.




Derék és has

Masszírozza a derekát fel és le. Majd a derék kívülről befelé. Végezzen körkörös masszázst a köldök körül (az óramutató járásával megegyező irányba). Majd a has, nagy körökben (az óramutató járásával megegyezően is). Ez a technika segít a derék és a has hatékony formálásában



Lábak

Masszírozza a bokától felfelé. Röviden masszírozza a lábakat egyenes vonalban felfelé (mindig a szív felé). Ezután kis körökben masszírozzuk – alulról felfelé (szív felé). Különös figyelmet kell fordítani azokra a testrészekre, ahol cellulit van. Az így végzett masszírozás könnyen lebontja a zsírszövetet, feszesíti és kisimítja a bőrt.



Csípő- és fenékmasszázs

Masszírozza mindkét testrészt alulról felfelé haladó mozdulatokkal. Ez a fajta masszázs a narancsbőr gyors csökkentésére, a fenék emelésére és a bőr feszesítésére szolgál.

A test egyéb részei

A masszázst körkörös mozdulatokkal vagy egyenes vonalban kell végezni - mindig a szív felé.

A folyamatos fejlesztés miatt a termék specifikációi és megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat.

Technikai támogatásért látogasson el a www.media-tech.eu oldalra.

Specification:

- Vezeték nélküli cellulit elleni masszírozó
- Hatékonyan csökkenti a narancsbőrt a test és a lábak bőrén
- Javítja a bőr megjelenését és feszességét
- Relaxáció, stresszoldás, fájdalomcsillapítás, karcsúsítás
- 5 masszázsfaj + szövet húzat
- 6 sebesség és 3 masszázsmód: 1800-3200 fordulat
- Gyengéd fűtés infravörös fénnyel
- LED kijelző érintésvezérléssel
- Tápellátás: USB-C 5V 2A aljzat (USB-C kábel mellékelve)
- Akkumulátor: lítium-ion, akár 70 perc üzemidő egyetlen töltéssel (10 perces időközönként)
- Töltési idő: ~ 3-4 óra
- Méretek: 140x86x150mm
- Súly: ~0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installieremise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Celulitida je abnormální rozložení tukové tkáně vedoucí ke změnám v podkoží. Stupeň kožních změn může být viditelný pouhým okem nebo patrný až po stlačení kožní řasy. Nerovnoměrnou texturu pokožky lze účinně odstranit správnou masáží.

Zařízení



- ① Masážní hlavice
- ② LED zobrazení provozních režimů a úrovně nabití baterie
- ③ Dotykové tlačítko ON/OFF – změna provozních režimů
- ④ Nabíjecí port USB-C

Masážní podložky



1. Síťovaný potah - lze použít jako doplněk k masážním nástavcům, preventivně, jako ochranu před zamotáním vlasů nebo jiných drobných materiálů do mechanismu masážního přístroje.
2. Plochá hlava - hloubková masáž, hlava ideální pro relaxační masáž celého těla
3. Hlava s lipoaktivními kuličkami - působením tohoto nástavce se podporuje pohyb hlavy po povrchu těla a navozuje pocit kontinuity a plynulosti, čímž vzniká účinná lipoaktivní masáž.
4. Hlava prstu - simulace masáže prstů, pro celé tělo
5. Vlnová hlavice - pro masáž měkkých tkání, uvolňuje citlivé svaly, vytváří intenzivní masáž ideální pro anticelulitidní ošetření, např. na stehnech, hýždích a břiše.
6. Cloud head - pro masáž zad a jiných tvrdých částí těla.

VAROVÁNÍ

- Při prvním použití zařízení nebo po delší přestávce nezapomeňte nabít baterii podle pokynů.
- Pokud se při používání zařízení objeví jakékoli abnormality ve fungování těla, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Pokud byl výrobek mechanicky poškozen, nepoužívejte jej.
- Před nabíjením se ujistěte, že nabíječka a nabíjecí zásuvka produktu jsou suché.
- Masážní přístroj nelze namočit ani ponořit do kapaliny.
- Zařízení není hračka a mělo by být uchováváno mimo dosah dětí.
- Obalové materiály, jako je plastová fólie nebo jiné malé části, mohou být pro malé děti nebezpečné.
- Při používání tohoto zařízení nepoužívejte současně jiná masážní zařízení.
- Tento produkt není zdravotnický prostředek a nelze jej používat k terapeutickým účelům.
- Doporučujeme používat zařízení pokaždé ne déle než 15 minut.
- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Nelze jej rozebírat, upravovat, ponořovat do kapaliny nebo házet do ohně, který by jej mohl poškodit nebo dokonce způsobit výbuch článku.
- Nepoužívejte napájecí zdroj s jiným napětím a proudem než doporučeným výrobcem (5V, 1-2A), mohlo by dojít k poškození zařízení. Je normální, že se povrch výrobku během provozu zahřívá.



Důležité poznámky k bezpečnosti používání

- Těhotné nebo nedávno těhotné ženy by měly masážní přístroj používat po konzultaci s lékařem
- Osoby s přecitlivělostí a kožními chorobami by se měly o možnosti použití přístroje poradit s lékařem
- Lidé se zhoubnými nádory, srdečními chorobami, těžkou hypertenzí by měli být sledováni lékařem
- Nepoužívejte u dětí mladších 10 let.
- Osoby se zdravotním postižením vyžadují při používání tohoto zařízení dohled
- Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí a vysokou teplotou, jako jsou koupelny, parní lázně, sauny, sušárny atd.
- Nepoužívejte výrobek ve sprše
- Výrobek nepoužívejte při teplotách pod 0 C
- U dlouhých vlasů použijte síťovinu, abyste zabránili jejich zacuchání

Důležité. Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií. Pro udržení plné kapacity by se měl nabíjet alespoň jednou za 3 měsíce. Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít

Důležité. Vzhledem k elektronickým součástem se zařízení nesmí namočit (kontakt s vodou).

Nabíjení baterie



Zapínání, vypínání a změna provozních režimů

- Krátké, jediné stisknutí dotykového tlačítka (3) zobrazí informace o úrovni nabití baterie v rozsahu 0-99.
- Stisknutím dotykového tlačítka (3) na ~3s – zapnete nebo vypnete zařízení
- Krátkým stisknutím tlačítka (3) se změní rychlost otáčení masážního přístroje (jedna ze 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Postupné stisknutí tlačítka aktivuje jeden ze 3 vibračních režimů (při nejvyšší rychlosti): P1, P2, P3

Použití přístroje a masážní techniky

Masážní přístroj Anticell byl vytvořen s myšlenkou efektivní redukce jakéhokoli typu celulitidy - bez ohledu na její stupeň pokročilosti, místo nebo původ (tuková, vodní, prokrvující celulitida). Denní 10-15minutová ošetření prováděná pomocí tohoto masážního přístroje jsou velmi účinná: rozkládají nahromaděné tukové buňky, obnovují správnou cirkulaci krve a lymfy.

Zařízení během provozu vydává infračervené světlo, které jemně zahřívá masírovanou oblast. Má zpevňující účinek, zlepšuje elasticitu a pružnost pokožky. Je účinný při odbourávání tukové tkáně a odstraňování jejího přebytku. Snižuje svalové napětí, pomáhá snižovat křeče a otoky. Působí analgeticky, uvolňuje a zvyšuje pocit uvolnění těla.

Pro nejúčinnější masážní ošetření by měl být přístroj držen svisle těsně nad masážní hlavici. Nedržte jej za část displeje, aby nedošlo k náhodnému dotyku tlačítka (3) a nechtěné změně režimu.

Vyhňte se přílišnému tlaku, který může způsobit bolest nebo nepohodlí během masáže.

Optimální masážní technika




Zbraně

Masírujte rovnoměrně obě paže, na každé věnujte stejnou dobu. Masírujte paže od loktů směrem k podpaží v malých kruzích. Tato forma masáže uvolňuje svalové napětí, tvaruje postavu, zpevňuje a vyhlazuje pokožku.




Pas a břicho

Masírujte pas nahoru a dolů. Pak pas zvenčí dovnitř. Proveďte kruhovou masáž kolem pupku (ve směru hodinových ručiček). Pak břicho, ve velkých kruzích (také ve směru hodinových ručiček). Tato technika pomáhá efektivně tvarovat pas a břicho.



Nohy

Masírujte od kotníků nahoru. Krátce masírujte nohy v přímých liniích směrem nahoru (vždy směrem k srdci). Poté masírujte v malých kruzích – zdola nahoru (směrem k srdci). Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm partiím těla, kde se celulitida vyskytuje. Masáž tímto způsobem snadno odbourává tukovou tkáň, zpevňuje a vyhlazuje pokožku.



Masáž kyčlí a hýždí

Masírujte obě části těla pohyby zdola nahoru. Tento typ masáže se používá k rychlé redukci celulitidy, zvednutí hýždí a zpevnění pokožky.

Jiné části těla

Masáž by měla být prováděna krouživými pohyby nebo v přímé linii – vždy směrem k srdci.

Vzhledem k neustálému vývoji se specifikace produktu a vzhled mohou změnit bez upozornění.

Pro technickou podporu navštivte www.media-tech.eu.

Specifikace:

- Bezdrátový masážní přístroj proti celulitidě
- Účinná redukce celulitidy na pokožce těla a nohou
- Zlepšuje vzhled a pevnost pokožky
- Relaxace, úleva od stresu, snížení bolesti, hubnutí
- 5 masážních hlavíc + látkový potah
- 6 rychlostí a 3 masážní režimy: 1800-3200 otáček
- Jemné zahřívání infračerveným světlem
- LED displej s dotykovým ovládáním
- Napájení: USB-C 5V 2A zásuvka (USB-C kabel součástí balení)
- Baterie: lithium-iontová, až 70 minut práce na jedno nabití (v 10 minutových intervalech)
- Doba nabíjení: ~ 3-4 hodiny
- Rozměry: 140x86x150mm
- Hmotnost: ~0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installieremise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Celulitída je abnormálne rozloženie tukového tkaniva, ktoré vedie k zmenám v podkožnom tkanive. Stupeň kožných zmien môže byť viditeľný voľným okom alebo viditeľný až po stlačení kožného záhybu. Nerovnomerná štruktúra pokožky sa dá účinne odstrániť správnu masážou.

Zariadenie



- ① Masážna hlavica
- ② LED zobrazenie prevádzkových režimov a úrovne nabitia batérie
- ③ Dotykové tlačidlo ON/OFF – zmena prevádzkových režimov
- ④ Nabíjací port USB-C

Masážne podložky



1. Sieťovaný potah - možno použiť ako doplnok k masážnym nástavcom, preventívne, ako ochranu pred zamotávaním vlasov alebo iných drobných materiálov do mechanizmu maséra.
2. Plochá hlava - hĺbková masáž, hlava ideálna na relaxačnú masáž celého tela
3. Hlava s lipoaktívnymi guľôčkami - pôsobenie tohto nástavca podporuje pohyb hlavy po povrchu tela a vytvára pocit kontinuity a plynulosti, čím vytvára účinnú lipoaktívnu masáž.
4. Hlava prsta - simulácia masáže prstov, pre celé telo
5. Vlnová hlavica - na masáž mäkkých tkanív, uvoľňuje citlivé svaly, vytvára intenzívnu masáž ideálnu pre anticelulitídne ošetrovanie, napr. na stehnách, zadku a bruchu.
6. Cloud head - na masáž chrbta a iných tvrdých častí tela.

UPOZORNENIA

- Pri prvom použití zariadenia alebo po dlhšej prestávke nezabudnite nabiť batériu podľa pokynov.
- Ak sa počas používania zariadenia vyskytnú akékoľvek abnormality vo fungovaní tela, okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.
- Ak je výrobok mechanicky poškodený, nepoužívajte ho.
- Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjačka a nabíjacia zásuvka produktu sú suché.
- Masážny prístroj sa nesmie namočiť ani ponoriť do tekutiny.
- Zariadenie nie je hračka a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí.
- Obalové materiály, ako je plastová fólia alebo iné malé časti, môžu byť pre malé deti nebezpečné.
- Počas používania tohto zariadenia nepoužívajte súčasne iné masážne zariadenia.
- Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a nemôže byť použitý na terapeutické účely.
- Odporúčame používať zariadenie vždy nie dlhšie ako 15 minút.
- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nemožno ho rozobrať, upraviť, ponoriť do kvapaliny alebo hodiť do ohňa, čo by ho mohlo poškodiť alebo dokonca spôsobiť výbuch článku.
- Nepoužívajte napájací zdroj s iným napätím a prúdom ako odporúča výrobca (5V, 1-2A), pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Je normálne, že sa povrch výrobku počas prevádzky zahrieva.


Dôležité poznámky o bezpečnosti používania

- Tehotné alebo nedávno tehotné ženy by mali masážny prístroj používať po konzultácii s lekárom
- Osoby s precitlivenosťou a kožnými ochoreniami by sa mali o možnosti použitia prístroja poradiť s lekárom
- Ľudia so zhubnými nádormi, srdcovými chorobami, ťažkou hypertenziou by mali byť sledovaní lekárom
- Nepoužívať u detí mladších ako 10 rokov.
- Osoby so zdravotným postihnutím vyžadujú pri používaní tohto zariadenia dohľad
- Nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou a vysokou teplotou, ako sú kúpeľne, parné kúpele, sauny, sušiarne atď.
- Nepoužívajte výrobok v sprche
- Výrobok nepoužívajte pri teplotách pod 0 C

Dôležité. Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou. Pre udržanie plnej kapacity by sa mal nabíjať aspoň raz za 3 mesiace. Pred prvým použitím odporúčame úplne nabiť batériu

Dôležité. Kvôli elektronickým komponentom sa zariadenie nesmie namočiť (kontakt s vodou).

Nabíjanie batérie



Zapnutie, vypnutie a zmena prevádzkových režimov

- Krátke, jediné stlačenie dotykového tlačidla (3) zobrazí informácie o úrovni nabitia batérie v rozsahu 0-99.
- Stlačením dotykového tlačidla (3) na ~3s – zapnete alebo vypnete zariadenie
- Krátkym stlačením tlačidla (3) sa zmení rýchlosť otáčania maséra (jedna zo 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Postupné stlačenie tlačidla aktivuje jeden z 3 vibračných režimov (pri najvyššej rýchlosti): P1, P2, P3

Použitie prístroja a masážnej techniky

Masážny prístroj Anticell bol vytvorený s myšlienkou efektívnej redukcie akéhokoľvek typu celulitídy - bez ohľadu na jej stupeň pokročilosti, miesto alebo pôvod (tuková, vodná, cirkulujúca celulitída). Denné 10-15-minútové ošetrenia vykonávané pomocou tohto maséra sú veľmi účinné: rozkladajú nahromadené tukové bunky, obnovujú správnu cirkuláciu krvi a lymfy.

Prístroj počas prevádzky vyžaruje infračervené svetlo, ktoré jemne ohrieva masírovanú oblasť. Má spevňujúci účinok, zlepšuje elasticitu a pružnosť pokožky. Je účinný pri odbúravaní tukového tkaniva a odstraňovaní jeho prebytku. Znižuje svalové napätie, pomáha znižovať kŕče a opuchy. Pôsobí analgeticky, uvoľňuje a zvyšuje pocit uvoľnenia organizmu.

Pre čo najefektívnejšiu masáž by mal byť prístroj držaný vertikálne tesne nad masážnou hlaviciou. Nedržte ho za časť displeja, aby ste predišli náhodnému dotyku tlačidla (3) a nechcenej zmene režimu.

Vyhňte sa prílišnému tlaku, ktorý môže spôsobiť bolesť alebo nepohodlie počas masáže.

Optimálna masážna technika




Arms

Rovnomerne masírujte obe ruky a na každej strávte rovnaký čas. Masírujte ruky od lakťov smerom k pazuchám v malých kruhoch. Táto forma masáže uvoľňuje svalové napätie, formuje postavu, spevňuje a vyhladzuje pokožku.




Pás a brucho

Massage the waist up and down. Then the waist from the outside to the inside. Perform a circular massage around the navel (clockwise). Then the abdomen, in large circles (also clockwise). This technique helps to effectively shape the waist and abdomen



Nohy

Masírujte od členkov smerom nahor. Krátko masírujte nohy v priamych líniách smerom nahor (vždy smerom k srdcu). Potom masírujte v malých kruhoch – zdola nahor (smerom k srdcu). Osobitnú pozornosť treba venovať tým častiam tela, kde sa celulitída vyskytuje. Masírovanie týmto spôsobom ľahko odbúrava tukové tkanivo, spevňuje a vyhladzuje pokožku.



Masáž bedier a zadku

Masírujte obe časti tela pohybmi zdola nahor. Tento typ masáže slúži na rýchlu redukciu celulitídy, nadvihnutie zadočku a spevnenie pokožky.

Ostatné časti tela

Masáž by sa mala vykonávať krúživými pohybmi alebo v priamej línii – vždy smerom k srdcu.

Vzhľadom na neustály vývoj sa špecifikácie produktu a vzhľad môžu zmeniť bez upozornenia.

Technickú podporu nájdete na www.media-tech.eu.

špecifikácia:

- Bezdrôtový anticelulitídny masážny prístroj
- Účinná redukcia celulitídy na pokožke tela a nôh
- Zlepšuje vzhľad a pevnosť pokožky
- Relaxácia, úľava od stresu, zníženie bolesti, chudnutie
- 5 masážnych hláv + látkový potah
- 6 rýchlostí a 3 masážne režimy: 1800-3200 otáčok
- Jemné zahrievanie infračerveným svetlom
- LED displej s dotykovým ovládaním
- Napájanie: USB-C 5V 2A zásuvka (USB-C kábel súčasťou balenia)
- Batéria: lítium-iónová, až 70 minút práce na jedno nabitie (v 10 minútových intervaloch)
- Doba nabíjania: ~ 3-4 hodiny
- Rozmery: 140x86x150mm
- Hmotnosť: ~ 0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Celiulitas – tai nenormalus riebalinio audinio pasiskirstymas, sukeliantis pakitimus poodiniame audinyje. Odos pakitimų laipsnis gali būti matomas plika akimi arba pastebimas tik suspaudus odos raukšlę. Nelygią odos tekstūrą galima veiksmingai pašalinti tinkamai masažuojant.

Įrenginys



- ① Masažo galvutė
- ② LED ekranas, rodantis darbo režimus ir akumuliatoriaus įkrovos lygį
- ③ ON/OFF jutiklinis mygtukas – keisti darbo režimą
- ④ USB-C įkrovimo prievadas

Masažo pagalvėlės



1. Tinklinis užvalkalas – gali būti naudojamas kaip priedas prie masažo priedų, profilaktiškai, kaip apsauga nuo plaukų ar kitų smulkių medžiagų įsipaiojimo į masažuoklio mechanizmą.
2. Plokščia galva – gilus masažas, galva idealiai tinka atpalaiduojančiam viso kūno masažui
3. Galva su lipoaktyviais rutuliukais – šio priedo veikimas skatina galvos judėjimą kūno paviršiumi ir sukuria tęstinumo bei sklandumo pojūtį, sukuriant efektyvų lipoaktyvų masažą.
4. Pirštų galvutė – pirštų masažo imitacija, visam kūnui
5. Banginė galvutė – skirta minkštųjų audinių masažui, atpalaiduoja jautrius raumenis, sukuria intensyvų masažą, idealiai tinkantį anticeliulito procedūroms, pvz. ant šlaunų, sėdmenų ir pilvo.
6. Debesų galvutė – nugaros ir kitų kietų kūno dalių masažui.

ĮSPĖJIMAI

- Naudodami įrenginį pirmą kartą arba po ilgos pertraukos, būtinai įkraukite akumuliatorių pagal instrukcijas.
- Jei naudojant prietaisą atsiranda kokių nors organizmo veikimo sutrikimų, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei gaminys buvo mechaniškai pažeistas, jo nenaudokite.
- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad įkroviklis ir gaminio įkrovimo lizdas yra sausi.
- Masažuoklio negalima mirkyti ar panardinti į skystį.
- Prietaisas nėra žaistas, todėl jį reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pakavimo medžiagos, tokios kaip plastikinė folija ar kitos smulkios dalys, gali būti pavojingos mažiems vaikams.
- Naudodamiesi šiuo prietaisu, tuo pačiu metu nenaudokite kitų masažo prietaisų.
- Šis gaminys nėra medicinos prietaisas ir negali būti naudojamas gydymo tikslais.
- Rekomenduojame prietaisą naudoti ne ilgiau kaip 15 minučių kiekvieną kartą.
- Įrenginyje yra ličio jonų baterija. Jo negalima išardyti, modifikuoti, panardinti į skystį ar mesti į ugnį, nes tai gali jį sugadinti ar net sprogti.
- Nenaudokite maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir srovė kitokia nei rekomenduoja gamintojas (5V, 1-2A), nes tai gali sugadinti įrenginį. Normalu, kad gaminio paviršius veikimo metu įkaista.



Svarbios pastabos dėl naudojimo saugumo

- Nėščios ar neseniai nėščios moterys masažuoklį turėtų naudoti pasitarusios su gydytoju
- Žmonės su padidėjusiu jautrumu ir odos ligomis turėtų pasitarti su gydytoju dėl galimybės naudoti prietaisą
- Žmonės, sergantys piktybiniais augliais, sergantys širdies ligomis, sergantys sunkia hipertenzija, turi būti prižiūrimi gydytojo
- Nenaudoti vaikams iki 10 metų amžiaus.
- Neįgalieji turi būti prižiūrimi naudojant šį įrenginį
- Nenaudokite vietose, kuriose yra didelė drėgmė ir aukšta temperatūra, pavyzdžiui, vonios kambariuose, garų pirtyse, saunose, džiovyklose ir kt.
- Nenaudokite produkto duše
- Nenaudokite gaminio žemesnėje nei 0C temperatūroje
- Ilgiems plaukams naudokite tinklinį užvalkalą, kad jie nesiveltų

Svarbu. Prietaisas aprūpintas ličio jonų baterija. Jį reikia įkrauti bent kartą per 3 mėnesius, kad būtų išlaikytas visas pajėgumas. Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojame visiškai įkrauti akumuliatorių

Svarbu. Dėl elektroninių komponentų prietaisas neturi sušlapti (kontaktuoti su vandeniu).

Akumulatoriaus įkrovimas



Įjungimas, išjungimas ir darbo režimų keitimas

- Trumpai paspaudus jutiklinį mygtuką (3), rodoma informacija apie akumulatoriaus įkrovimo lygį diapazone nuo 0 iki 99.
- Paspaudus jutiklinį mygtuką (3) ~3s – įrenginys įjungiamas arba išjungiamas
- Trumpai paspaudus mygtuką (3) pasikeičia masažuoklio sukimosi greitis (vienas iš 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Paeiliui paspaudus mygtuką, įjungiamas vienas iš 3 vibracijos režimų (didžiausiu greičiu): P1, P2, P3

Naudojant prietaisą ir masažo techniką

Anticell masažuoklis buvo sukurtas siekiant efektyviai sumažinti bet kokio tipo celiulitą – nepriklausomai nuo jo išsivystymo laipsnio, vietos ar kilmės (riebalų, vandens, cirkuliuojančio celiulito). Kasdienės, 10-15 minučių trukmės procedūros, atliekamos naudojant šį masažuoklį, yra labai veiksmingos: suardo susikaupusias riebalines ląsteles, atkuria tinkamą kraujo ir limfos apytaką.

Prietaisas veikimo metu skleidžia infraraudonųjų spindulių šviesą, švelniai šildo masažuojamą vietą. Pasižymi stangrinančiu poveikiu, gerina odos elastingumą ir lankstumą. Jis veiksmingai skaido riebalinį audinį ir pašalina jo perteklių. Mažina raumenų įtampą, padeda sumažinti spazmus ir patinimą. Pasižymi analgezinio poveikiu, atpalaiduoja ir padidina kūno atsipalaidavimo jausmą.

Kad masažas būtų efektyviausias, prietaisą reikia laikyti vertikaliai tiesiai virš masažo galvutės. Nelaikykite jo už ekrano dalies, kad netyčia nepalietumėte mygtuko (3) ir išvengtumėte nepageidaujamo režimo pasikeitimo.

Venkite per daug spausti, nes tai gali sukelti skausmą ar diskomfortą masažo metu.

Optimali masažo technika




Ginklai

Tolygiai masažuokite abi rankas, kiekvienai skirdami tiek pat laiko. Masažuokite rankas, pradedant nuo alkūnių link pažastų, mažais apskritimais. Ši masažo forma mažina raumenų įtampą, formuoja kūną, stangrina ir lygina odą.




Juosmuo ir pilvas

Masažuokite juosmenį aukštyn ir žemyn. Tada juosmuo iš išorės į vidų. Atlikite sukamąjį masažą aplink bambą (pagal laikrodžio rodyklę). Tada pilvas, dideliais apskritimais (taip pat pagal laikrodžio rodyklę). Ši technika padeda efektyviai formuoti juosmenį ir pilvą.



Kojos

Masažuokite nuo kulkšnių į viršų. Trumpai masažuokite kojas tiesiomis linijomis aukštyn (visada link širdies). Tada masažuokite mažais apskritimais – nuo apačios į viršų (širdies link). Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas toms kūno vietoms, kuriose yra celiulito. Taip masažuojant lengvai ardomas riebalinis audinys, stangrina ir lygina odą.



Klubų ir sėdmenų masažas

Masažuokite abi kūno dalis judesiais iš apačios į viršų. Šis masažo būdas skirtas greitai sumažinti celiulitą, pakelti sėdmenis ir stangrinti odą.

Kitos kūno dalys

Masažas turi būti atliekamas sukamaisiais judesiais arba tiesia linija – visada link širdies.

Dėl nuolatinio tobulinimo produkto specifikacijos ir išvaizda gali keistis be įspėjimo. Jei reikia techninės pagalbos, apsilankykite www.media-tech.eu.

Specifikacija:

- Belaidis anticeliulitinis masažuoklis
- Efektyviai mažina celiulitą ant kūno ir kojų odos
- Pagerina odos išvaizdą ir stangrumą
- Atsipalaidavimas, streso mažinimas, skausmo mažinimas, lieknėjimas
- 5 masažo galvutės + medžiaginis užvalkalas
- 6 greičiai ir 3 masažo režimai: 1800-3200 apsisukimų
- Švelnus šildymas infraraudonųjų spindulių šviesa
- LED ekranas su jutikliniu valdymu
- Maitinimas: USB-C 5V 2A lizdas (USB-C laidas pridedamas)
- Baterija: ličio jonų, vienu įkrovimu veikia iki 70 min (10 min intervalais)
- Įkrovimo laikas: ~ 3-4 val
- Matmenys: 140x86x150mm
- Svoris: ~ 0,51kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installieremise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Celulita este o distribuție anormală a țesutului adipos care duce la modificări ale țesutului subcutanat. Gradul de modificări ale pielii poate fi vizibil cu ochiul liber sau vizibil numai după strângerea unui pli de piele. Textura neuniformă a pielii poate fi îndepărtată eficient cu un masaj potrivit.

Dispozitiv



- ① Cap de masaj
- ② Afișaj LED al modurilor de funcționare și al nivelului de încărcare a bateriei
- ③ Buton tactil ON/OFF – schimbare a modurilor de operare
- ④ Port de încărcare USB-C

Tampoane de masaj



1. Husa din plasa - poate fi folosita ca adaos la accesoriile de masaj, preventiv, ca protectie impotriva parului sau a altor materiale mici care se incurca in mecanismul de masaj.
2. Cap plat - masaj profund, cap ideal pentru masaj de relaxare a intregului corp
3. Cap cu bile lipoactive – actiunea acestui atasament favorizeaza miscarea capului pe suprafata corpului si genereaza o senzatie de continuitate si fluiditate, creand un masaj lipoactiv eficient.
4. Capul degetului - simularea masajului cu degetele, pentru tot corpul
5. Cap ondulat - pentru masajul tesuturilor moi, relaxeaza muschii sensibili, creeaza un masaj intensiv ideal pentru tratamente anticelulitice, de ex. pe coapse, fese si abdomen.
6. Cap de nor - pentru masajul spatelui si al altor parti dure ale corpului.

AVERTIZĂRI

- Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau după o pauză lungă, asigurați-vă că încărcați bateria conform instrucțiunilor.
- Dacă apar anomalii în funcționarea corpului în timpul utilizării dispozitivului, opriți imediat utilizarea dispozitivului și consultați un medic.
- Dacă produsul a fost deteriorat mecanic, nu îl utilizați.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că încărcătorul și mufa de încărcare a produsului sunt uscate.
- Aparatul de masaj nu poate fi înmuiat sau scufundat în lichid.
- Aparatul nu este o jucărie și trebuie ținut la îndemâna copiilor.
- Materialele de ambalare, cum ar fi folie de plastic sau alte piese mici, pot fi periculoase pentru copiii mici.
- Nu utilizați alte dispozitive de masaj în același timp în timp ce utilizați acest dispozitiv.
- Acest produs nu este un dispozitiv medical și nu poate fi utilizat în scopuri terapeutice.
- Vă recomandăm să utilizați dispozitivul timp de cel mult 15 minute de fiecare dată.
- Dispozitivul conține o baterie litiu-ion. Nu poate fi dezasamblat, modificat, scufundat în lichid sau aruncat în foc, ceea ce îl poate deteriora sau chiar poate provoca explozia celulei.
- Nu utilizați o sursă de alimentare cu o tensiune și un curent diferit de cele recomandate de producător (5V, 1-2A), deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul. Este normal ca suprafața produsului să se încălzească în timpul funcționării.


Note importante privind siguranța utilizării

- Femeile însărcinate sau proaspăt însărcinate ar trebui să folosească aparatul de masaj după consultarea unui medic
- Persoanele cu hipersensibilitate și boli de piele ar trebui să consulte un medic cu privire la posibilitatea de a utiliza dispozitivul
- Persoanele cu tumori maligne, boli de inimă, hipertensiune arterială severă trebuie monitorizate de un medic
- A nu se utiliza copiilor sub 10 ani.
- Persoanele cu dizabilități necesită supraveghere atunci când folosesc acest dispozitiv
- Nu utilizați în locuri cu umiditate ridicată și temperatură ridicată, cum ar fi băi, băi de aburi, saune, uscători etc.
- Nu folosiți produsul la duș
- Nu utilizați produsul la temperaturi sub 0C

Important. Aparatul este echipat cu o baterie litiu-ion. Ar trebui să fie încărcat cel puțin o dată la 3 luni pentru a-și menține capacitatea maximă. Vă recomandăm să încărcați complet bateria înainte de prima utilizare

Important. Datorită componentelor electronice, dispozitivul nu trebuie lăsat să se ude (în contact cu apa).

Încărcarea bateriei



Pornirea, oprirea și schimbarea modurilor de operare

- O singură apăsare scurtă a butonului tactil (3) afișează informații despre nivelul de încărcare a bateriei în intervalul 0-99.
- Apăsarea butonului tactil (3) timp de ~3 secunde – pornește sau oprește dispozitivul
- O apăsare scurtă a butonului (3) modifică viteza de rotație a aparatului de masaj (una din 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Apăsările succesive ale butonului activează unul dintre cele 3 moduri de vibrație (la cea mai mare viteză): P1, P2, P3

Utilizarea dispozitivului și a tehnicii de masaj

Masajul Anticell a fost creat cu ideea reducerii efective a oricarui tip de celulita - indiferent de gradul de avansare, localizare sau proveniența (gras, apa, celulita circulanta). Tratamentele zilnice, de 10-15 minute, efectuate cu utilizarea acestui aparat de masaj sunt foarte eficiente: descompun celulele adipoase acumulate, restabilește circulația sanguină și limfatică corespunzătoare.

Dispozitivul emite lumină infraroșie în timpul funcționării, încălzind ușor zona masată. Are efect de fermitate, îmbunătățește elasticitatea și flexibilitatea pielii. Este eficient în descompunerea țesutului adipos și eliminarea excesului acestuia. Reduce tensiunea musculară, ajută la reducerea spasmelor și umflăturilor. Are efect analgezic, relaxează și mărește senzația de relaxare a organismului.

Pentru cel mai eficient tratament de masaj, dispozitivul trebuie ținut vertical chiar deasupra capului de masaj. Nu îl țineți de partea afișajului pentru a evita atingerea accidentală a butonului (3) și schimbarea nedorită a modului.

Evitați să aplicați prea multă presiune, care poate provoca durere sau disconfort în timpul masajului.

Tehnica optimă de masaj




Arme

Masează ambele brațe în mod egal, petrecând același timp pe fiecare. Masează bratele începând de la coate spre axile, în cercuri mici. Această formă de masaj ameliorează tensiunea musculară, modelează corpul, întărește și netezește pielea.




Talie și burtă

Masați talia în sus și în jos. Apoi talia de la exterior spre interior. Efectuați un masaj circular în jurul buricului (în sensul acelor de ceasornic). Apoi abdomenul, în cercuri mari (tot în sensul acelor de ceasornic). Această tehnică ajută la modelarea eficientă a taliei și a abdomenului



Picioarele

Masați de la glezne în sus. Masați scurt picioarele în linii drepte în sus (întotdeauna spre inimă). Apoi masați în cercuri mici - de jos în sus (spre inimă). O atenție deosebită trebuie acordată acelor părți ale corpului în care este prezentă celulita. Masarea în acest fel descompune cu ușurință țesutul gras, întărește și netezește pielea.



Masaj șold și fese

Masați ambele părți ale corpului cu mișcări de jos în sus. Acest tip de masaj este folosit pentru reducerea rapidă a celulitei, ridicarea feselor și fermitatea pielii.

Alte părți ale corpului

Masajul trebuie efectuat într-o mișcare circulară sau în linie dreaptă - întotdeauna spre inimă.

Datorită dezvoltării continue, specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare.

Pentru asistență tehnică, vizitați www.media-tech.eu.

Caietul de sarcini:

- Maser anticelulitic wireless
- Reducerea eficientă a celulitei de pe pielea corpului și a picioarelor
- Îmbunătățește aspectul și fermitatea pielii
- Relaxare, ameliorarea stresului, reducerea durerii, slăbire
- 5 capete de masaj + husa din material textil
- 6 viteze și 3 moduri de masaj: 1800-3200 rotații
- Încălzire blândă cu lumină infraroșie
- Display LED cu control tactil
- Alimentare: priză USB-C 5V 2A (cablu USB-C inclus)
- Baterie: litiu-ion, până la 70 de minute de lucru la o singură încărcare (la intervale de 10 minute)
- Timp de încărcare: ~ 3-4 ore
- Dimensiuni: 140x86x150mm
- Greutate: ~ 0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcija obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Celulit je abnormalna raspodjela masnog tkiva koja dovodi do promjena u potkožnom tkivu. Stupanj kožnih promjena može biti vidljiv golim okom ili tek nakon stiskanja kožnog nabora. Neujednačena tekstura kože može se učinkovito ukloniti pravilnom masažom.

Uređaj



- ① Glava za masažu
- ② LED prikaz načina rada i razine napunjenosti baterije
- ③ ON/OFF dodirni gumb – promjena načina rada
- ④ USB-C priključak za punjenje

Jastučići za masažu



1. Mrežasta navlaka - može se koristiti kao dodatak nastavcima za masažu, preventivno, kao zaštita od zapetljavanja kose ili drugih sitnih materijala u mehanizam masažera.
2. Ravna glava - duboka masaža, glava idealna za opuštajuću masažu cijelog tijela
3. Glava s lipoaktivnim kuglicama - djelovanje ovog nastavka potiče kretanje glave po površini tijela i stvara osjećaj kontinuiteta i fluidnosti, stvarajući učinkovitu lipoaktivnu masažu.
4. Glava prstiju - simulacija masaže prstima, za cijelo tijelo
5. Wave head - za masažu mekih tkiva, opušta osjetljive mišiće, stvara intenzivnu masažu idealnu za anticelulitne tretmane, npr. na bedrima, stražnjici i trbuhu.
6. Cloud head - za masažu leđa i ostalih tvrdih dijelova tijela.

UPOZORENJA

- Prilikom prve uporabe uređaja ili nakon dulje pauze, obavezno napunite bateriju prema uputama.
- Ako se tijekom korištenja uređaja pojave bilo kakve nepravilnosti u funkcioniranju tijela, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se liječniku.
- Ako je proizvod mehanički oštećen, nemojte ga koristiti.
- Prije punjenja provjerite jesu li punjač i utičnica za punjenje proizvoda suhi.
- Masažer se ne može namakati niti uranjati u tekućinu.
- Uređaj nije igračka i treba ga držati izvan dohvata djece.
- Materijali za pakiranje, poput plastične folije ili drugih sitnih dijelova, mogu biti opasni za malu djecu.
- Ne koristite druge uređaje za masažu u isto vrijeme dok koristite ovaj uređaj.
- Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i ne može se koristiti u terapijske svrhe.
- Preporučujemo da svaki put ne koristite uređaj dulje od 15 minuta.
- Uređaj sadrži litij-ionsku bateriju. Ne može se rastaviti, modificirati, uroniti u tekućinu ili baciti u vatru, što ga može oštetiti ili čak izazvati eksploziju čelije.
- Nemojte koristiti napajanje s naponom i strujom koja nije preporučena od strane proizvođača (5V, 1-2A) jer to može oštetiti uređaj. Normalno je da se površina proizvoda zagrije tijekom rada.



Važne napomene o sigurnosti uporabe

- Trudnice ili tek trudne žene trebaju koristiti masažer nakon savjetovanja s liječnikom
- Osobe s preosjetljivošću i kožnim bolestima trebaju se posavjetovati s liječnikom o mogućnosti korištenja uređaja
- Osobe s malignim tumorima, bolestima srca, teškom hipertenzijom trebaju biti pod nadzorom liječnika
- Ne koristiti kod djece mlađe od 10 godina.
- Osobe s invaliditetom trebaju nadzor kada koriste ovaj uređaj
- Ne koristiti na mjestima s visokom vlagom i temperaturom, kao što su kupaonice, parne kupelji, saune, sušionice itd.
- Nemojte koristiti proizvod pod tušem
- Nemojte koristiti proizvod na temperaturama ispod 0C
- Za dugu kosu koristite mrežasti pokrivač kako se ne bi zapetljala

Važno. Uređaj je opremljen litij-ionskom baterijom. Trebalo bi ga puniti najmanje jednom svaka 3 mjeseca kako bi se održao puni kapacitet. Preporučamo potpuno punjenje baterije prije prve uporabe

Važno. Zbog elektroničkih komponenti uređaj se ne smije smočiti (dodir s vodom).

Punjenje baterije



Uključivanje, isključivanje i promjena načina rada

- Kratak, jedan pritisak na tipku na dodir (3) prikazuje informacije o razini napunjenosti baterije u rasponu od 0-99.
- Pritisak na dodirnu tipku (3) u trajanju od ~3 s – uključuje ili isključuje uređaj
- Kratkim pritiskom tipke (3) mijenja se brzina vrtnje masažera (jedna od 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Uzastopni pritisci tipke aktiviraju jedan od 3 načina vibracije (najvećom brzinom): P1, P2, P3

Korištenje uređaja i tehnika masaže

Masažer Anticell kreiran je s idejom učinkovite redukcije bilo koje vrste celulita – bez obzira na stupanj uznapredovalosti, mjesto ili podrijetlo (masni, vodeni, cirkulirajući celulit). Svakodnevni 10-15-minutni tretmani koji se izvode ovim masažerom vrlo su učinkoviti: razgrađuju nakupljene masne stanice, uspostavljaju pravilnu cirkulaciju krvi i limfe.

Uređaj emitira infracrveno svjetlo tijekom rada, nježno zagrijavajući masirano područje. Djeluje učvršćujuće, poboljšava elastičnost i fleksibilnost kože. Djelotvorno djeluje na razgradnju masnog tkiva i eliminaciju njegovog viška. Smanjuje napetost mišića, pomaže u smanjenju grčeva i otekline. Djeluje analgetski, opušta i pojačava osjećaj opuštenosti tijela.

Za najučinkovitiji tretman masaže uređaj treba držati okomito neposredno iznad glave za masažu. Nemojte ga držati za dio zaslona kako biste izbjegli slučajno dodirivanje gumba (3) i neželjenu promjenu načina rada.

Izbjegavajte prejaki pritisak koji može uzrokovati bol ili nelagodu tijekom masaže.

Optimalna tehnika masaže




Oružje

Ravnomjerno masirajte obje ruke, posvećujući im jednaku količinu vremena. Masirajte ruke počevši od laktova prema pazuhu, u malim krugovima. Ovaj oblik masaže otpušta napetost mišića, oblikuje tijelo, učvršćuje i zaglađuje kožu.




Struk i trbuh

Masirajte struk gore-dolje. Zatim struk s vanjske strane prema unutra. Napravite kružnu masažu oko pupka (u smjeru kazaljke na satu). Zatim trbuh, u velikim krugovima (također u smjeru kazaljke na satu). Ova tehnika pomaže učinkovito oblikovati struk i trbuh



Noge

Masirajte od gležnjeva prema gore. Kratko masirajte noge u ravnim linijama prema gore (uvijek prema srcu). Zatim masirajte u malim krugovima - odozdo prema gore (prema srcu). Posebnu pažnju treba posvetiti onim dijelovima tijela na kojima je prisutan celulit. Masiranjem na ovaj način lako razgrađuje masno tkivo, učvršćuje i zaglađuje kožu.



Masaža kukova i stražnjice

Masirajte oba dijela tijela pokretima odozdo prema gore. Ova vrsta masaže koristi se za brzo smanjenje celulita, podizanje stražnjice i učvršćivanje kože.

Ostali dijelovi tijela

Masažu treba izvoditi kružnim ili pravocrtnim pokretima – uvijek prema srcu.

Zbog kontinuiranog razvoja, specifikacije proizvoda i izgled podložni su promjenama bez prethodne najave.

Za tehničku podršku posjetite www.media-tech.eu.

Specifikacija:

- Bežični anticelulitni masažer
- Učinkovito smanjenje celulita na koži tijela i nogu
- Poboljšava izgled i čvrstoću kože
- Opuštanje, oslobađanje od stresa, smanjenje boli, mršavljenje
- 5 masažnih glava + platnena navlaka
- 6 brzina i 3 načina masaže: 1800-3200 okretaja
- Nježno grijanje infracrvenim svjetlom
- LED zaslon s kontrolom na dodir
- Napajanje: USB-C 5V 2A utičnica (USB-C kabel uključen)
- Baterija: litij-ionska, do 70 min rada s jednim punjenjem (u intervalima od 10 min)
- Vrijeme punjenja: ~ 3-4 sata
- Dimenzije: 140x86x150mm
- Težina: ~ 0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Cellulite ist eine abnormale Verteilung des Fettgewebes, die zu Veränderungen im Unterhautgewebe führt. Das Ausmaß der Hautveränderungen kann mit bloßem Auge sichtbar sein oder erst nach dem Drücken einer Hautfalte erkennbar sein. Ungleichmäßige Hautstrukturen lassen sich mit der richtigen Massage effektiv beseitigen.

Device



- ① Massagekopf
- ② LED-Anzeige der Betriebszustände und des Akkuladestands
- ③ EIN/AUS-Touch-Taste – Wechsel der Betriebsarten
- ④ USB-C-Ladeanschluss

Massagekissen



1. Netzabdeckung – kann als Ergänzung zu Massageaufsätzen verwendet werden, um zu verhindern, dass sich Haare oder andere kleine Gegenstände im Massagemechanismus verfangen.
2. Flachkopf – Tiefenmassage, ideal für eine entspannende Ganzkörpermassage.
3. Kopf mit lipoaktiven Kugeln – Die Wirkung dieses Aufsatzes fördert die Bewegung des Kopfes auf der Körperoberfläche und erzeugt ein Gefühl von Kontinuität und Flüssigkeit, wodurch eine effektive lipoaktive Massage entsteht.
4. Fingerkopf – Simulation einer Fingermassage für den ganzen Körper.
5. Wellenkopf – zur Massage des Weichgewebes, entspannt empfindliche Muskeln und erzeugt eine intensive Massage, ideal für Anti-Cellulite-Behandlungen, z. B. an Oberschenkeln, Gesäß und Bauch.
6. Wolkenkopf – zur Massage des Rückens und anderer harter Körperteile.

WARNHINWEISE

- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung oder nach einer längeren Pause gemäß den Anweisungen auf.
- Sollten während der Verwendung des Geräts Funktionsstörungen auftreten, beenden Sie die Verwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls das Produkt mechanisch beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht mehr.
- Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass das Ladegerät und die Ladebuchse trocken sind.
- Das Massagegerät darf nicht in Flüssigkeiten eingeweicht oder eingetaucht werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verpackungsmaterialien wie Plastikfolie oder andere Kleinteile können für Kleinkinder gefährlich sein.
- Verwenden Sie während der Verwendung dieses Geräts keine anderen Massagegeräte.
- Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und darf nicht für therapeutische Zwecke verwendet werden.
- Wir empfehlen, das Gerät nicht länger als jeweils 15 Minuten zu verwenden.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht zerlegt, modifiziert, in Flüssigkeiten getaucht oder ins Feuer geworfen werden, da dies zu Schäden oder sogar zur Explosion des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie kein Netzteil mit einer anderen Spannung und Stromstärke als die vom Hersteller empfohlenen (5 V, 1–2 A), da dies das Gerät beschädigen kann. Es ist normal, dass sich die Oberfläche des Produkts während des Betriebs erwärmt.



Wichtige Hinweise zur Anwendungssicherheit

- Schwangere oder kürzlich schwangere Frauen sollten das Massagegerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Personen mit Überempfindlichkeit oder Hauterkrankungen sollten einen Arzt zur Verwendung des Geräts konsultieren.
- Personen mit bösartigen Tumoren, Herzerkrankungen oder starkem Bluthochdruck sollten ärztlich überwacht werden.
- Nicht bei Kindern unter 10 Jahren anwenden.
- Personen mit Behinderungen müssen bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
- Nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen verwenden, wie z. B. in Badezimmern, Dampfbädern, Saunen, Trockenräumen usw.
- Nicht unter der Dusche verwenden.
- Nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden.
- Bei langen Haaren eine Netzabdeckung verwenden, um ein Verheddern zu verhindern.

Wichtig. Das Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Dieser sollte mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden, um seine volle Kapazität zu erhalten. Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Wichtig. Aufgrund der elektronischen Komponenten darf das Gerät nicht nass werden (Kontakt mit Wasser).

Batterieladung



Einschalten, Ausschalten und Betriebsarten ändern

- Durch einmaliges kurzes Drücken der Touch-Taste (3) werden Informationen zum Akkuladestand im Bereich von 0–99 angezeigt.
- Durch Drücken der Touch-Taste (3) für ca. 3 s wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.
- Ein kurzes Drücken der Taste (3) ändert die Rotationsgeschwindigkeit des Massagegeräts (eine von sechs): L1, L2, L3, L4, L5, L6.
- Durch wiederholtes Drücken der Taste wird einer von drei Vibrationsmodi (mit der höchsten Geschwindigkeit) aktiviert: P1, P2, P3.

Anwendung des Geräts und der Massagetechnik

Das Anticell-Massagegerät wurde mit der Idee entwickelt, jede Art von Cellulite effektiv zu reduzieren – unabhängig von ihrem Grad, ihrer Lokalisation oder ihrem Ursprung (Fett-, Wasser- oder zirkulierende Cellulite). Tägliche 10- bis 15-minütige Behandlungen mit diesem Massagegerät sind sehr effektiv: Sie bauen angesammelte Fettzellen ab und stellen die Blut- und Lymphzirkulation wieder her.

Das Gerät strahlt während des Betriebs Infrarotlicht aus und erwärmt den massierten Bereich sanft. Es wirkt straffend, verbessert die Elastizität und Flexibilität der Haut. Es baut effektiv Fettgewebe ab und beseitigt überschüssiges Fettgewebe. Es reduziert Muskelverspannungen, hilft bei der Linderung von Krämpfen und Schwellungen. Es wirkt schmerzstillend, entspannt und steigert das Entspannungsgefühl des Körpers.

Für eine optimale Massagewirkung sollte das Gerät senkrecht über dem Massagekopf gehalten werden. Halten Sie es nicht am Display, um ein versehentliches Berühren der Taste (3) und einen ungewollten Moduswechsel zu vermeiden.

Vermeiden Sie zu viel Druck, da dies während der Massage zu Schmerzen oder Beschwerden führen kann.

Optimale Massagetechnik




Waffen

Massieren Sie beide Arme gleichmäßig und gleichmäßig lang. Massieren Sie die Arme von den Ellenbogen ausgehend in Richtung Achseln in kleinen Kreisbewegungen. Diese Massageform löst Muskelverspannungen, formt den Körper und strafft und glättet die Haut.




Taille und Bauch

Massieren Sie die Taille auf und ab. Dann die Taille von außen nach innen. Führen Sie eine kreisförmige Massage um den Nabel (im Uhrzeigersinn) durch. Dann den Bauch in großen Kreisen (ebenfalls im Uhrzeigersinn). Diese Technik hilft, Taille und Bauch effektiv zu formen.



Beine

Massieren Sie von den Knöcheln aufwärts. Massieren Sie die Beine kurz in geraden Linien nach oben (immer in Richtung Herz). Anschließend massieren Sie in kleinen Kreisen – von unten nach oben (in Richtung Herz). Besondere Aufmerksamkeit sollte den Körperpartien gewidmet werden, an denen Cellulite vorhanden ist. Durch diese Massage wird das Fettgewebe leicht abgebaut, die Haut wird gestrafft und geglättet.



Hüft- und Gesäßmassage

Massieren Sie beide Körperteile mit Bewegungen von unten nach oben. Diese Massageart dient der schnellen Reduzierung von Cellulite, dem Anheben des Gesäßes und der Straffung der Haut.

Andere Körperteile

Die Massage sollte in kreisenden Bewegungen oder in gerader Linie – immer in Richtung Herz – durchgeführt werden.

Spezifikation:

- Kabelloses Anti-Cellulite-Massagegerät
- Effektive Reduzierung von Cellulite an Körper und Beinen
- Verbessert das Erscheinungsbild und die Festigkeit der Haut
- Entspannung, Stressabbau, Schmerzlinderung, Abnehmen
- 5 Massageköpfe + Stoffbezug
- 6 Geschwindigkeiten und 3 Massagemodi: 1800–3200 Umdrehungen
- Sanfte Erwärmung durch Infrarotlicht
- LED-Display mit Touch-Bedienung
- Stromversorgung: USB-C 5 V 2 A (USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Akku: Lithium-Ionen, bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einer Akkuladung (in 10-Minuten-Intervallen)
- Ladezeit: ca. 3–4 Stunden
- Abmessungen: 140 x 86 x 150 mm
- Gewicht: ca. 0,51 kg

*Due to continuous development, product specifications and appearance are subject to change without notice.
For technical support, visit www.media-tech.eu.*

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Целулитът е ненормално разпределение на мастната тъкан, което води до промени в подкожната тъкан. Степента на кожни промени може да бъде видима с невъоръжено око или забележима само след притискане на кожна гънка. Неравномерната текстура на кожата може да бъде ефективно премахната с правилния масаж.

устройство



- ① Масажна глава
- ② LED дисплей за режимите на работа и нивото на заряд на батерията
- ③ ON/OFF сензорен бутон – промяна а режимите на работа
- ④ USB-C порт за зареждане

Масажни подложки



1. Мрежесто покритие - може да се използва като допълнение към масажирани приставки, превантивно, като защита срещу заплитане на косми или други дребни предмети в механизма на масажора.
2. Плоска глава - дълбок масаж, глава идеална за релаксиращ масаж на цялото тяло
3. Глава с липоактивни топки - действието на тази приставка насърчава движението на главата по повърхността на тялото и генерира усещане за непрекъснатост и плавност, създавайки ефективен липоактивен масаж.
4. Глава на пръста - симулация на масаж на пръсти, за цялото тяло
5. Wave Head - за масаж на меки тъкани, отпуска чувствителните мускули, създава интензивен масаж, идеален за антицелулитни процедури, напр. по бедрата, дупето и корема.
6. Облачна глава - за масаж на гърба и други твърди части на тялото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Когато използвате устройството за първи път или след дълга пауза, не забравяйте да заредите батерията според инструкциите.
- Ако по време на използване на уреда възникнат някакви аномалии във функционирането на тялото, незабавно спрете да го използвате и се консултирайте с лекар.
- Ако продуктът е механично повреден, не го използвайте.
- Преди зареждане се уверете, че зарядното устройство и гнездото за зареждане на продукта са сухи.
- Масажорът не може да се накусва или потапя в течност.
- Устройството не е играчка и трябва да се пази далеч от деца.
- Опаковъчните материали, като пластмасово фолио или други малки части, могат да бъдат опасни за малки деца.
- Не използвайте други уреди за масаж едновременно, докато използвате това устройство.
- Този продукт не е медицинско изделие и не може да се използва за терапевтични цели.
- Препоръчваме да използвате устройството за не повече от 15 минути всеки път.
- Устройството съдържа литиево-йонна батерия. Не може да се разглобява, модифицира, потапя в течност или хвърля в огън, което може да го повреди или дори да причини експлозия на клетката.
- Не използвайте захранване с напрежение и ток, различни от препоръчаните от производителя (5V, 1-2A), тъй като това може да повреди устройството. Нормално е повърхността на продукта да се нагрива по време на работа.



Важни бележки относно безопасността на употреба

- Бременни или наскоро бременни жени трябва да използват масажора след консултация с лекар
- Хората със свръхчувствителност и кожни заболявания трябва да се консултират с лекар относно възможността за използване на устройството
- Хората със злокачествени тумори, сърдечни заболявания, тежка хипертония трябва да бъдат наблюдавани от лекар
- Да не се използва при деца под 10 години.
- Хората с увреждания се нуждаят от надзор, когато използват това устройство
- Да не се използва на места с висока влажност и висока температура, като бани, парни бани, сауни, сушилни и др.
- Не използвайте продукта под душа
- Не използвайте продукта при температури под 0C
- За дълга коса използвайте мрежесто покритие, за да не се заплита

важно. Устройството е оборудвано с литиево-йонна батерия. Трябва да се зарежда поне веднъж на всеки 3 месеца, за да поддържа пълния си капацитет. Препоръчваме да заредите напълно батерията преди първа употреба

важно. Поради електронните компоненти, устройството не трябва да се допуска намокряне (контакт с вода).

Зареждане на батерията



Включване, изключване и смяна на режимите на работа

- Кратко еднократно натискане на сензорния бутон (3) показва информация за нивото на заряд на батерията в диапазона 0-99.
- Натискане на сензорния бутон (3) за ~3s – включва или изключва устройството
- Кратко натискане на бутона (3) променя скоростта на въртене на масажора (една от 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Последователните натискания на бутона активират един от 3 режима на вибрация (на най-висока скорост): P1, P2, P3

Използване на уреда и масажна техника

Масажорът Anticell е създаден с идеята за ефективно редуциране на всякакъв вид целулит – независимо от неговата степен на напредналост, местоположение или произход (мастен, воден, циркулиращ целулит). Ежедневните 10-15-минутни процедури, извършвани с този масажор, са много ефективни: разграждат натрупаните мастни клетки, възстановяват правилната циркулация на кръвта и лимфата.

Уредът излъчва инфрачервена светлина по време на работа, като нежно загрява масажираната зона. Има стягащ ефект, подобрява еластичността и гъвкавостта на кожата. Той е ефективен при разграждането на мастната тъкан и елиминирането на излишъка от нея. Намалява мускулното напрежение, спомага за намаляване на спазмите и отока. Има обезболяващо действие, релаксира и повишава усещането за релаксация на тялото.

За най-ефективен масаж устройството трябва да се държи вертикално точно над масажната глава. Не го дръжте за дисплея, за да избегнете случайно докосване на бутона (3) и нежелана смяна на режима.

Избягвайте да прилагате прекалено силен натиск, който може да причини болка или дискомфорт по време на масажа.

Оптимална масажна техника




Оръжие

Масажирайте двете ръце равномерно, отделяйки еднакво време за всяка. Масажирайте ръцете, като започнете от лактите към подмишниците, в малки кръгове. Тази форма на масаж облекчава мускулното напрежение, оформя тялото, стяга и изглажда кожата.




Талия и корем

Масажирайте кръста нагоре и надолу. След това талията отвън навътре. Извършете кръгов масаж около пъпа (по часовниковата стрелка). След това корема, в големи кръгове (също по часовниковата стрелка). Тази техника помага за ефективно оформяне на талията и корема



Крака

Масажирайте от глезените нагоре. Масажирайте за кратко краката в прави линии нагоре (винаги към сърцето). След това масажирайте в малки кръгове - отдолу нагоре (към сърцето). Специално внимание трябва да се обърне на онези части от тялото, където има целулит. Масажирането по този начин лесно разгражда мастната тъкан, стяга и изглажда кожата.



Масаж на бедрата и седалището

Масажирайте двете части на тялото с движения отдолу нагоре. Този вид масаж се използва за бързо намаляване на целулита, повдигане на задните части и стягане на кожата.

Други части на тялото

Масажът трябва да се извършва с кръгови движения или в права линия - винаги към сърцето.

Поради непрекъснатото развитие спецификациите и външният вид на продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Спецификация:

- Безжичен антицелулитен масажор
- Ефективно намаляване на целулита по кожата на тялото и краката
- Подобрява вида и стегнатостта на кожата
- Релаксация, облекчаване на стреса, намаляване на болката, отслабване
- 5 масажни глави + покривало от плат
- 6 скорости и 3 режима на масаж: 1800-3200 оборота
- Нежно отопление с инфрачервена светлина
- LED дисплей със сензорно управление
- Захранване: USB-C 5V 2A гнездо (включен USB-C кабел)
- Батерия: литиево-йонна, до 70 мин. работа с едно зареждане (през 10 мин. интервали)
- Време за зареждане: ~ 3-4 часа
- Размери: 140x86x150mm
- Тегло: ~ 0.51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Рукководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Η κυτταρίτιδα είναι μια ανώμαλη κατανομή του λιπώδους ιστού που οδηγεί σε αλλαγές στον υποδόριο ιστό. Ο βαθμός των αλλαγών του δέρματος μπορεί να είναι ορατός με γυμνό μάτι ή να γίνει αντιληπτός μόνο μετά από συμπίεση μιας πτυχής του δέρματος. Η ανομοιόμορφη υφή του δέρματος μπορεί να αφαιρεθεί αποτελεσματικά με το σωστό μασάζ.

Συσκευή



- ① Κεφαλή μασάζ
- ② Ένδειξη LED των τρόπων λειτουργίας και του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας
- ③ Κουμπί αφής ON/OFF – αλλαγή των τρόπων λειτουργίας
- ④ Θύρα φόρτισης USB-C

Επιθέματα μασάζ



1. Διχτυωτό κάλυμμα - μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη σε εξαρτήματα μασάζ, προληπτικά, ως προστασία από τα μαλλιά ή άλλα μικρά υλικά που μπλέκονται στον μηχανισμό του μασάζ.
2. Επίπεδη κεφαλή - βαθύ μασάζ, κεφάλι ιδανικό για χαλαρωτικό μασάζ όλου του σώματος
3. Κεφάλι με λιποενεργές μπάλες - η δράση αυτού του προσαρτήματος προάγει την κίνηση του κεφαλιού στην επιφάνεια του σώματος και δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας και ρευστότητας, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό λιποενεργό μασάζ.
4. Finger head - προσομοίωση δακτυλικού μασάζ, για όλο το σώμα
5. Κεφαλή κυμάτων - για μασάζ μαλακών ιστών, χαλαρώνει τους ευαίσθητους μύες, δημιουργεί ένα εντατικό μασάζ ιδανικό για θεραπείες κατά της κυτταρίτιδας, π.χ. στους μηρούς, τους γλουτούς και την κοιλιά.
6. Cloud head - για μασάζ στην πλάτη και σε άλλα σκληρά μέρη του σώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάλειμμα, φροντίστε να φορτίσετε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Εάν παρουσιαστούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες στη λειτουργία του σώματος κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Εάν το προϊόν έχει υποστεί μηχανική βλάβη, μην το χρησιμοποιείτε.
- Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και η υποδοχή φόρτισης του προϊόντος είναι στεγνά.
- Το μασάζ δεν μπορεί να εμποτιστεί ή να βυθιστεί σε υγρό.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Τα υλικά συσκευασίας, όπως το πλαστικό φύλλο ή άλλα μικρά εξαρτήματα, μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές μασάζ ταυτόχρονα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για όχι περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά.
- Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, να τροποποιηθεί, να βυθιστεί σε υγρό ή να πεταχτεί σε φωτιά, κάτι που μπορεί να το καταστρέψει ή ακόμα και να προκαλέσει την έκρηξη του κυττάρου.
- Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό με τάση και ρεύμα διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής (5V, 1-2A), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται η επιφάνεια του προϊόντος κατά τη λειτουργία.



Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλεια χρήσης

- Οι έγκυες ή οι πρόσφατα έγκυες γυναίκες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μασάζ αφού συμβουλευτούν γιατρό
- Άτομα με υπερευαισθησία και δερματικές παθήσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής
- Άτομα με κακοήθεις όγκους, καρδιοπάθειες, σοβαρή υπέρταση θα πρέπει να παρακολουθούνται από γιατρό
- Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 10 ετών.
- Τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρειάζονται επίβλεψη όταν χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή
- Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα, σάουνες, στεγνωτήρια κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ντους
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 0C

Σπουδαίος. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία ιόντων λιθίου. Θα πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να διατηρείται η πλήρης χωρητικότητά του. Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση

Σπουδαίος. Λόγω των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, δεν πρέπει να αφήνεται η συσκευή να βραχεί (επαφή με νερό).

Φόρτιση μπαταρίας



Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και αλλαγή τρόπων λειτουργίας

- Ένα σύντομο, απλό πάτημα του κουμπιού αφής (3) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στην περιοχή από 0-99.
- Πατώντας το κουμπί αφής (3) για ~3 δευτερόλεπτα – ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή
- Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού (3) αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του μασάζ (ένα από τα 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Τα διαδοχικά πατήματα του κουμπιού ενεργοποιούν μία από τις 3 λειτουργίες δόνησης (στην υψηλότερη ταχύτητα): P1, P2, P3

Χρήση της συσκευής και της τεχνικής μασάζ

Το μασάζ Anticell δημιουργήθηκε με την ιδέα της αποτελεσματικής μείωσης κάθε είδους κυτταρίτιδας – ανεξάρτητα από το βαθμό εξέλιξης, την τοποθεσία ή την προέλευσή της (λιπαρή, νερό, κυκλοφορούσα κυτταρίτιδα). Καθημερινές θεραπείες 10-15 λεπτών που πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτού του μασάζ είναι πολύ αποτελεσματικές: διασπούν τα συσσωρευμένα λιπώδη κύτταρα, αποκαθιστούν τη σωστή κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου.

Η συσκευή εκπέμπει υπέρυθρο φως κατά τη λειτουργία, θερμαίνοντας απαλά την περιοχή μασάζ. Έχει συσφικτική δράση, βελτιώνει την ελαστικότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Είναι αποτελεσματικό στη διάσπαση του λιπώδους ιστού και στην εξάλειψη της περίσσειας του. Μειώνει την ένταση των μυών, βοηθά στη μείωση των σπασμών και του οιδήματος. Έχει αναλγητική δράση, χαλαρώνει και αυξάνει την αίσθηση χαλάρωσης του σώματος.

Για την πιο αποτελεσματική θεραπεία μασάζ, η συσκευή πρέπει να κρατιέται κάθετα ακριβώς πάνω από την κεφαλή μασάζ. Μην το κρατάτε από το τμήμα της οθόνης για να αποφύγετε το τυχαίο άγγιγμα του κουμπιού (3) και την ανεπιθύμητη αλλαγή λειτουργίας.

Αποφύγετε την υπερβολική πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει πόνο ή ενόχληση κατά τη διάρκεια του μασάζ.

Βέλτιστη τεχνική μασάζ




Οπλα

Κάντε μασάζ και στα δύο χέρια ομοιόμορφα, αφιερώνοντας τον ίδιο χρόνο στο καθένα. Κάντε μασάζ στα χέρια ξεκινώντας από τους αγκώνες προς τις μασχάλες, σε μικρούς κύκλους. Αυτή η μορφή μασάζ ανακουφίζει από την ένταση των μυών, διαμορφώνει το σώμα, συσφίγγει και λειαίνει το δέρμα.




Μέση και κοιλιά

Κάντε μασάζ στη μέση πάνω-κάτω. Στη συνέχεια η μέση από έξω προς τα μέσα. Κάντε ένα κυκλικό μασάζ γύρω από τον αφαλό (δεξιόστροφα). Στη συνέχεια η κοιλιά, σε μεγάλους κύκλους (επίσης δεξιόστροφα). Αυτή η τεχνική βοηθά στην αποτελεσματική διαμόρφωση της μέσης και της κοιλιάς



Πόδια

Κάντε μασάζ από τους αστραγάλους προς τα πάνω. Κάντε για λίγο μασάζ στα πόδια σε ευθείες γραμμές προς τα πάνω (πάντα προς την καρδιά). Στη συνέχεια κάντε μασάζ σε μικρούς κύκλους - από κάτω προς τα πάνω (προς την καρδιά). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εκείνα τα σημεία του σώματος όπου υπάρχει κυτταρίτιδα. Το μασάζ με αυτόν τον τρόπο διασπά εύκολα τον λιπώδη ιστό, συσφίγγει και λειαίνει το δέρμα.



Μασάζ γοφών και γλουτών

Κάντε μασάζ και στα δύο μέρη του σώματος με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Αυτό το είδος μασάζ χρησιμοποιείται για τη γρήγορη μείωση της κυτταρίτιδας, την ανύψωση των γλουτών και τη σύσφιξη του δέρματος.

Άλλα μέρη του σώματος

Το μασάζ πρέπει να γίνεται με κυκλικές κινήσεις ή σε ευθεία - πάντα προς την καρδιά.

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης, οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.media-tech.eu.

Προσδιορισμός:

- Ασύρματο μασάζ κατά της κυτταρίτιδας
- Αποτελεσματική μείωση της κυτταρίτιδας στο δέρμα του σώματος και των ποδιών
- Βελτιώνει την όψη και τη σφριγηλότητα του δέρματος
- Χαλάρωση, ανακούφιση από το στρες, μείωση πόνου, αδυνάτισμα
- 5 κεφαλές μασάζ + υφασμάτινο κάλυμμα
- 6 ταχύτητες και 3 λειτουργίες μασάζ: 1800-3200 στροφές
- Απαλή θέρμανση με υπέρυθρο φως
- Οθόνη LED με έλεγχο αφής
- Τροφοδοσία: Υποδοχή USB-C 5V 2A (περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C)
- Μπαταρία: ιόντων λιθίου, έως και 70 λεπτά εργασίας με μία μόνο φόρτιση (σε διαστήματα 10 λεπτών)
- Χρόνος φόρτισης: ~ 3-4 ώρες
- Διαστάσεις: 140x86x150mm
- Βάρος: ~ 0,51 kg

ANTICELL MASSAGER

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installeerimise juhend • Įdiegimo instrukcija
• Installasjonsmanual • Рукководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
• Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

Целюліт - це аномальний розподіл жирової тканини, що призводить до змін у підшкірній клітковині. Ступінь шкірних змін може бути помітний неозброєним оком або помітний лише після здавлювання шкірної складки. Нерівну текстуру шкіри можна ефективно усунути за допомогою правильного масажу.

пристрій



- ① Масаж голови
- ② Світлодіодна індикація режимів роботи та рівня заряду акумулятора
- ③ Сенсорна кнопка ON/OFF – зміна режимів роботи
- ④ Порт для зарядки USB-C

Масажні накладки



1. Сітчастий чохол - може використовуватися як доповнення до масажних насадок, профілактично, як захист від заплутування волосся або інших дрібних матеріалів у механізмі масажера.
2. Плоска голова - глибокий масаж, голова ідеальна для розслабляючого масажу всього тіла
3. Голова з ліпоактивними кульками - дія цієї насадки сприяє руху голови по поверхні тіла та створює відчуття безперервності та плинності, створюючи ефективний ліпоактивний масаж.
4. Головка пальця - імітація масажу пальців, для всього тіла
5. Wave Head - для масажу м'яких тканин, розслаблює чутливі м'язи, створює інтенсивний масаж, ідеальний для антицелюлітних процедур, напр. на стегнах, сідницях і животі.
6. Cloud Head - для масажу спини та інших твердих частин тіла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При першому використанні пристрою або після тривалої перерви обов'язково зарядіть акумулятор відповідно до інструкції.
- Якщо під час користування пристроєм виникають будь-які порушення в роботі організму, негайно припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.
- Якщо виріб має механічні пошкодження, не використовуйте його.
- Перед заряджанням переконайтеся, що зарядний пристрій і гніздо для заряджання продукту сухі.
- Масажер не можна мочити або занурювати в рідину.
- Пристрій не є іграшкою і повинен зберігатися в недоступному для дітей місці.
- Пакувальні матеріали, такі як пластикова фольга або інші дрібні деталі, можуть бути небезпечними для маленьких дітей.
- Не використовуйте інші масажні пристрої одночасно під час використання цього пристрою.
- Цей продукт не є медичним приладом і не може використовуватися в терапевтичних цілях.
- Ми рекомендуємо використовувати пристрій не довше 15 хвилин кожен раз.
- Прилад містить літій-іонний акумулятор. Його не можна розбирати, модифікувати, занурювати в рідину чи кидати у вогонь, оскільки це може пошкодити його або навіть спричинити вибух клітини.
- Не використовуйте джерело живлення з напругою та струмом, відмінними від рекомендованих виробником (5 В, 1-2 А), оскільки це може пошкодити пристрій. Нагрівання поверхні виробу під час роботи є нормальним.



Важливі зауваження щодо безпеки використання

- Вагітним або недавно вагітним жінкам слід використовувати масажер після консультації з лікарем
- Людям з підвищеною чутливістю і шкірними захворюваннями необхідно проконсультуватися з лікарем про можливість застосування приладу
- Спостерігатися у лікаря повинні люди зі злоякісними пухлинами, захворюваннями серця, вираженою гіпертонією
- Не застосовувати дітям до 10 років.
- Люди з обмеженими можливостями потребують нагляду під час використання цього пристрою
- Не використовуйте в місцях з підвищеною вологістю та високою температурою, таких як ванні кімнати, лазні, сауни, сушильні тощо.
- Не використовуйте засіб під душем
- Не використовуйте продукт при температурі нижче 0С
- Для довгого волосся використовуйте сітчастий чохол, щоб уникнути його сплутування

важливо. Прилад оснащений літій-іонним акумулятором. Його слід заряджати принаймні раз на 3 місяці, щоб підтримувати його повну ємність. Ми рекомендуємо повністю зарядити акумулятор перед першим використанням

важливо. Завдяки електронним компонентам пристрій не можна допускати намокання (контакту з водою).

Зарядка акумулятора



Включення, відключення і зміна режимів роботи

- Коротке одноразове натискання сенсорної кнопки (3) відображає інформацію про рівень заряду акумулятора в діапазоні 0-99.
- Натискання сенсорної кнопки (3) протягом ~3с – вмикає або вимикає пристрій
- Коротке натискання кнопки (3) змінює швидкість обертання масажера (одна з 6): L1, L2, L3, L4, L5, L6
- Послідовні натискання кнопки активують один з 3 режимів вібрації (на найвищій швидкості): P1, P2, P3

Використання приладу та техніка масажу

Масажер Anticell був створений з ідеєю ефективного зменшення будь-якого типу целюліту - незалежно від його ступеня прогресування, локалізації та походження (жировий, водний, циркулюючий целюліт). Щоденні 10-15-хвилинні процедури з використанням цього масажера дуже ефективні: вони розщеплюють накопичені жирові клітини, відновлюють правильний крово- і лімфообіг.

Апарат під час роботи випромінює інфрачервоне світло, м'яко нагріваючи масажоване місце. Має зміцнюючу дію, покращує еластичність і пружність шкіри. Ефективно розщеплює жирову тканину і усуває її надлишки. Зменшує м'язову напругу, сприяє зменшенню спазмів і набряків. Має знеболюючу дію, розслабляє і посилює відчуття розслабленості тіла.

Для найбільш ефективного масажу пристрій слід тримати вертикально трохи вище масажної головки. Не тримайте його за дисплей, щоб уникнути випадкового торкання кнопки (3) і небажаної зміни режиму.

Уникайте надто сильного тиску, який може викликати біль або дискомфорт під час масажу.

Оптимальна техніка масажу




Зброя

Рівномірно масажуйте обидві руки, приділяючи однакову кількість часу кожній. Масажуйте руки, починаючи від ліктів до пахв, невеликими колами. Цей вид масажу знімає м'язову напругу, формує тіло, підтягує та розгладжує шкіру.




Талія і живіт

Помасажуйте талію вгору і вниз. Потім поперек ззовні всередину. Зробіть круговий масаж навколо пупка (за годинниковою стрілкою). Потім живіт, великими колами (теж за годинниковою стрілкою). Цей прийом допомагає ефектно сформувати талію і живіт



ноги

Масажуйте від щиколоток догори. Коротко помасажуйте ноги прямими лініями вгору (завжди до серця). Потім помасажуйте невеликими колами - знизу вгору (до серця). Особливу увагу слід приділити тим частинам тіла, де є целюліт. Масаж таким чином легко розщеплює жирову тканину, підтягує та розгладжує шкіру.



Масаж стегон і сідниць

Масажуйте обидві частини тіла рухами від низу до верху. Цей вид масажу використовується для швидкого зменшення целюліту, підтяжки сідниць і зміцнення шкіри.

Інші частини тіла

Масаж потрібно виконувати круговими рухами або по прямій лінії - обов'язково до серця.

Специфікація:

- Бездротовий антицелюлітний масажер
- Ефективне зменшення целюліту на шкірі тіла та ніг
- Покращує зовнішній вигляд і пружність шкіри
- Розслаблення, зняття стресу, зменшення болю, схуднення
- 5 масажних головок + тканинний чохол
- 6 швидкостей і 3 режими масажу: 1800-3200 обертів
- М'який нагрів інфрачервоним світлом
- LED дисплей з сенсорним управлінням
- Джерело живлення: гніздо USB-C 5 В 2 А (кабель USB-C в комплекті)
- Акумулятор: літій-іонний, до 70 хв роботи на одному заряді (з інтервалом 10 хв)
- Час зарядки: ~ 3-4 години
- Розміри: 140x86x150 мм
- Вага: ~ 0,51 кг

Через постійний розвиток технічні характеристики продукту та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження. Для отримання технічної підтримки відвідайте www.media-tech.eu.

**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altkäufen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

**Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai irányelvnek 2012/19/UE alapján szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és muködéskeptelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszairodni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzés az erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra- hasznosítása közös hozzájárulás környeztünk védelméhez.

**Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vřazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochrann našeho životního prostředí!

**Ochrana životného prostredia:**

Evropská smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane vášho životného prostredia.

**Napomena o zaštiti okoliša:**

Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne sakupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednost o tome definiranu su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. U ovom slučaju na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranja označava da proizvod podliježe drugim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

**Забележка за опазиране на околната среда:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

**Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detalii privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

PL: Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu

EN: The full text of the CE declaration of conformity is available at www.media-tech.eu.

HU: A CE megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.media-tech.eu oldalon.

CZ: Úplné znění prohlášení o shodě CE je k dispozici na www.media-tech.eu.

SK: Úplné znenie vyhlásenia o zhode CE je dostupné na www.media-tech.eu.

LT: Visas CE atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas adresu www.media-tech.eu.

RO: Textul complet al declarației de conformitate CE este disponibil pe www.media-tech.eu.

HR: Cijeli tekst CE izjave o skladnosti dostupan je na www.media-tech.eu.

DE: Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter www.media-tech.eu verfügbar.

BG: Пълният текст на декларацията за съответствие CE е достъпен на www.media-tech.eu.

GR: Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.media-tech.eu.

